

JIGGER DE LABORATORIO

MODELOS WJ-B-350MM Y WJ-B-500MM

DESCRIPCIÓN GENERAL

Jigger de laboratorio en acero inoxidable, usado para el teñido de baño corto hasta 100°C, permitiendo inclusive teñido con solventes, con la tapa que mantiene el sistema cerrado. Ventana de vidrio en la tapa para acompañar el teñido.

Velocidad de transporte del tejido es programable.

El calentamiento es hecho por resistencias eléctricas en dos paredes externas del tanque.

El enfriamiento es hecho por medio de serpentines de agua. Los dos cilindros, para desarrollar y arrollar la tela son removibles.

Jigger disponible con ancho de rolos 350mm y 500mm.

Un microprocesador Becatron modelo Datex Touch Screen 35 colorido (exclusivo MATHIS) basado en sistema operacional Windows CE 5.0, con 102 programas de 50 pasos para el control de teste / proceso automático. En la pantalla gráfica permite ver la curva real del teste / proceso para acompañamiento comparada a la curva programada. Posee salida USB para uso de pen-drive o conexión directa con la impresora.



Modelo WJ-HT-B:

Modelo jigger también disponible en versión HT para teñidos a alta temperatura (hasta 130°C).

Opcional: Versión jigger con controlador touch screen Univision Suíza para conexión con sistema de análisis de baños SmartLiquor.


Microprocesador Datex Touch Screen 35





DATOS TÉCNICOS - MODELOS	WJ-B-350	Y	WJ-B-500
Ancho de rolos (ancho útil)	350 mm	(300mm)	500 mm (450mm)
Diámetro de los rolos	60 mm		60 mm
Diámetro máx. de prueba arrollada	120 mm		120 mm
Peso de la prueba (aprox.)	hasta 0,7 kg		hasta 1,0 kg
Velocidad programable	0,5 - 8,0 m/min		0,5 - 8,0 m/min
Volumen de baño mínimo	0,5 litros		0,6 litros
Relación de baño mínima	1:3		1:3
Potencia / Voltaje	2 kW / 1 x 220 V		2,6 kW / 1 x 220 V
Peso (aprox.)	80 kg		90 kg

Dimensiones:

Jigger standard
(temperatura hasta hervor)



Jigger HT
(temperatura hasta 130°C)



Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br