

MÁQUINA PARA EL ACABADO DE CINTAS A LA CONTINUA

MODELO MTF-GO-II-B

DESCRIPCIÓN GENERAL

Máquina de planta hecha en acero carbono con dos tambores de secado para el acabado (engomado/apresto) de hasta 4.000 metros de cintas por hora en proceso continuo. Usado también para el teñido de colores claritos.

Foulard con rolos de ancho 200mm, aspa y tina de impregnación 30 litros.

Posee control automático de tensión para una o dos cintas por medio de brazos compensadores e inversores de frecuencia.

Velocidad de transporte es 2 - 30 m/min.

Ancho máximo de cinta: 45 mm.

Rolo superior localizado arriba de los tambores con ajuste de ángulo para permitir encogimiento de las cintas durante el secado.

Calentamiento del tambor de secado a gas, a vapor o con resistencias eléctricas.

Retirada de cintas con foulard de dos rolos y aspa, y barras anti-estáticas (opcional).

Junto a la retirada se puede instalar un enfriador con ventilador de aire ambiente (opcional)



Opcionales:

tanques de adición para la tina de impregnación del foulard con control de nivel por medio de boya.




tanque removible
25 litros



tanque 50 litros
con agitador


foulard con ancho de rolos 80 mm y **tina** de impregnación **15 litros** con rolo de inmersión removible que posee aspas para mantener el baño agitado:



DATOS TÉCNICOS - MODELO MTF-GO-II-B

Diámetro de tambor(es)	2 x 600mm
Ancho del tambor	1,2 m
Número de cintas	1 - 2
Ancho de cintas	1 cinta con hasta 45 mm o 2 cintas con hasta 20 mm
Velocidad de transporte	hasta 30 m/min
Calentamiento del tambor	a gas (50 - 70 mbar) / a vapor (5 bar) / eléctrico
Temperatura máxima del tambor	a gas: 160°C / a vapor: 140°C / eléctrico: 140°C
Alimentación eléctrica	3 x 220 V o 3 x 380 V (50 / 60 Hz)

Vista trasera de la máquina:



dos tambores secadores
accionados por un motor-
reductor planetario, calentado
a gas (o a vapor o con
resistencias eléctricas)
(diámetro de 600mm y
largo 1,2 m)

Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br