

TESTES DE SOLIDEZ AL LAVADO Y TEÑIDOS

MODELOS WT-B, WT-16-B E WT-II-B

DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipos de laboratorio para ensayos de solidez al lavado con soporte de encaje rápido para 12 o 16 vasos de 550ml, o 8 vasos de 1250ml (dependiendo del modelo) que gira con 40 rpm, de acuerdo con las normas técnicas internacionales (AATCC 61:1969 y AATCC 61:2003, DIN 54014, ISO 105-C01 a C06).

También permite hacer teñidos hasta 95°C (hervor).

Calentamiento por medio de baño-maría, con resistencias eléctricas, y enfriamiento con entrada de agua con desborde.

Un microprocesador Becatron modelo Datex Touch Screen 35 colorido (exclusivo MATHIS) basado en sistema operacional Windows CE 5.0, con 102 programas de 50 pasos cada para el control de teste / proceso automático. En la pantalla gráfica se permite ver la curva real del teste / proceso para acompañamiento comparada a la curva programada.

Posee salida USB para uso de pen-drive o conexión directa a la impresora.



| DATOS TÉCNICOS - MODELOS | WT-B | WT-16-B | WT-II-B |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Número de vasos 500 ml | 12 | 16 | 12 |
| Número de vasos 1200 ml | - | - | 8 |
| Velocidad de rotación | 40 rpm (fija) | 40 rpm (fija) | 40 rpm (fija) |
| Temperatura | 20 - 100°C | 20 - 100°C | 20 - 100°C |
| Potencia | 4,2 kW | 4,8 kW | 4,2 kW |
| Alimentación eléctrica | 1 x 220 V + T | 1 x 220 V + T | 1 x 220 V + T |
| Dimensiones (L x P x A) | 75 x 50 x 63 cm | 85 x 50 x 63 cm | 69 x 61 x 79 cm |
| Peso (aprox.) | 57 kg | 68 kg | 84 kg |

Accesorios:



vaso de 500ml




vaso de 1200ml



soporte para
12 vasos de 500ml



soporte para
8 vasos de 1200ml



esferas/balines de acero
inoxidable
(para intensificar el efecto
de lavado)



escala de gris - norma ISO 105 A02
para evaluación de cambio de color
(pérdida de color)



escala de gris - norma ISO 105 A03
para evaluación de transferencia de color

Werner Mathis AG
Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.
Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br