

TEÑIDOS HASTA 135°C CON 5 VASOS

MODELO ALT-FIVE


DESCRIPCIÓN GENERAL

Equipo de laboratorio **compacto** para teñido de pruebas textiles en vasos de acero inoxidable (proceso de agotamiento), calentadas por resistencias infrarrojas. Enfriamiento por aire forzado.

Los vasos son de una sola pieza de acero inoxidable (sin soldadura).

Posee controlador Touch Screen simple (con memoria para 5 programas) para el control del proceso, con tiempos de permanencia, alarmas, reversión, gradiente de calentamiento y enfriamiento.
(Opcional: memoria para 30 programas).

Opcional: dosificación de productos durante el proceso.



Opcional: Dosificación



Jeringa de dosificación
5,0 ml


DATOS TÉCNICOS - MODELO ALT-FIVE-B

Temperatura máxima	135 °C
Cantidad de vasos	5
Volumen de los vasos	100 / 200 / 300 o 500 ml
Rotación de los vasos	30 - 60 rpm
Gradiente de temperatura	0,3 - 4,0 °C/min
Calentamiento eléctrico	2,2 kW
Dimensiones	L 55 x P 52 x A 54 cm
Potencia	2,5 kW
Peso	aprox. 62 kg


Accesorios:



gancho para teñido de hilos/madejas en vasos de 100, 200, 300, 500ml



cuerpo de desplace para baños más cortos



vasos 100ml / 200ml / 300ml y 500 ml con o sin dosificación



Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
Telefon 41(0)44-852 5050
Telefax 41(0)44-850 6707
E-Mail info@mathisag.com
Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
06707-050 Cotia - SP, Brasil
Tel: 55 (0)11 3883-6777
Fax: 55 (0)11 3883-6750
E-mail: mathis@mathis.com.br
Site: www.mathis.com.br