

TEÑIDO DE CINTAS, TELAS, HILOS EN AUTOCLAVE HASTA 135°C

MODELO TUB-J-15K-B

DESCRIPCIÓN GENERAL

Máquina autoclave para tratamiento previo, teñido y acabado hasta 135°C de **cintas**, telas o tejido de punto, hilos, de todos los tipos de fibra textil y sus mezclas.

Construida en acero inoxidable con bomba de circulación para flujo de baño dentro-fuera y fuera-dentro (auto-reversión).

Calentamiento eléctrico, enfriamiento con cambiador de calor a agua. (Opcional: calentamiento por vapor).

El tanque de teñido de acero inoxidable posee válvula de seguridad. El material se pone en tubos perforados por encima de un soporte con engate rápido tipo bayoneta.

Posee entrada de agua con desborde que puede ser accionada manualmente o por medio de microprocesador para lavados, además de drenaje. Un sistema de seguridad permite la entrada de agua y drenaje de baño solamente cuando la temperatura se encuentra abajo de 90°C.



Microprocesador **Touch Screen** con pantalla gráfica colorida haz todo el control automático de proceso, con tiempo de permanencia, alarmas programadas para dosificaciones, rangos de calentamiento y enfriamiento, accionamiento de la bomba de circulación.

Por medio de conexión ethernet datos completos de proceso pueden ser creados en PC y transferidos para el controlador.

DATOS TÉCNICOS - MODELO


TUB-J-15K-B

Temperatura	135 °C
Cantidad de bobinas/conos	1 - 3
Volumen de baño máximo	235 litros
Bomba para flujo de baño ajustable	270 litros/min
Relación de baño	1:6 - 1:15
Gradiente de calentamiento	0,3 - 3,5 °C/min
Calentamiento	eléctrico (o por vapor)
Peso	aprox. 345kg

PRUEBAS / BOBINA:

TUB-J-15K-B

Ø máximo de bobina/cono con material	195 mm
Ø del tanque	600 mm
Altura del tanque	600 mm
Peso total de la(s) prueba(s)	hasta 15 kg



Werner Mathis AG

Rütisbergstrasse 3
 CH-8156 Oberhasli/Zürich, Switzerland
 Telefon 41(0)44-852 5050
 Telefax 41(0)44-850 6707
 E-Mail info@mathisag.com
 Homepage www.mathisag.com

Aparelhos de Laboratório Mathis Ltda.

Estrada dos Estudantes, 261
 06707-050 Cotia - SP, Brasil
 Tel: 55 (0)11 3883-6777
 Fax: 55 (0)11 3883-6750
 E-mail: mathis@mathis.com.br
 Site: www.mathis.com.br